

dermā

novā

številka

24

pomlad
2007



VITAMIN B1

ŠTARANJE KOŽE

TUI - NA MASAŽA

ODGOVORNOST ZAPOSLENIH



Cena: 515 EUR (123.414,60 sit)

ECXELL ultrasonic

- 45 programov (s 1Mh frekvenco)
- estetski tretmaji za oblikovanje in negovanje telesa
- zvočna frekvenca delovanja 1 Mh
- nastavitve moči od 0- 100%
- največja izhodna moč 20 Wpp
- modulacije frekvence
- timer 10 minut
- premer površine za masiranje 40 mm
- področje dejanskega izžarevanja 12,56 cm²
- torba z ročajem in jermenom
- 1 steklenica gela MiaPharma po 250 ml
- 1Mh glava stimulatorja (sonda) za izvajanje tretmajev
- navodila uporabe v besedi in sliki za estetske tretmaje
- Teža 3 Kg
- Mere: višina 70mm x dolžina 320mm x širina 210mm



Cena: 755 EUR (180.928,20sit)

EXCELL PLUS ultrasonic

- 65 programov (45 programov s 1Mh frekvenco in 20 programov s 3Mh frekvenco)
- estetski tretmaji za oblikovanje telesa, negovanje telesa in obraza
- terapevtski tretmaji za telo in obraz
- zvočna frekvenca delovanja 1 Mh in 3 Mh
- nastavitve moči od 0- 100%
- modulacije frekvence
- največja izhodna moč pri 1 Mh sondi 20 Wpp
- največja izhodna moč pri 3 Mh sondi 8 Wpp
- timer pri 1Mh sondi 10 minut in pri 3Mh sondi 12 minut
- premer površine za masiranje pri 1Mh 40 mm in pri 3Mh 20mm
- področje dejanskega izžarevanja pri 1Mh 12,56 cm² in pri 3 Mh 3,14 cm²
- torba z ročajem in jermenom
- 1 steklenica gela MiaPharma po 250 ml
- 1Mh in 3Mh glavi stimulatorja (sondi) za izvajanje tretmajev
- navodila uporabe v besedi in sliki za izvajanje estetskih programov in terapevtskih tretmajev
- Teža 3 Kg
- Mere: višina 70mm x dolžina 320mm x širina 210mm

* Cene ne vsebujejo 20% DDV



www.miapharma.si

gsm: 041 864 556

e-mail: info@miapharma.si

UPORABA ULTRAZVOKA

SPECIFIČNE APLIKACIJE ZA FITNES IN LEPOTO

- **Aplikacije za vpijanje aktivnih snovi na obrazu in telesu;** Program se uporablja za nanašanje kozmetike. Ultrazvok omogoča vpijanje olj, topljivih mastnih vitaminov, liposomov, emulzij in vodno topljivih povzročiteljev. Učinek je povečanje prepustnosti celic, zmanjšanje funkcionalnih ovir kože in povečanje aktivnosti aktivnih sestavin.
- **Tretma površinskih gub in občutljive kože;** Tretma se uporablja za glajenje gub (črte izražanja). Zahvaljujoč se termalnim učinkom, ultrazvočni valovi ogrejejo tkivo, lajšajoč biokemične in metabolične procese.
- **Tretma akn in mazoljev na obrazu in telesu;** Poleg proti-razdražljivemu učinku, ultrazvok aktivira vlaknasto tkivo, ki igra pomembno vlogo v procesu obnavljanja. Kolagen in elastična vlakna ustvarjena po ultrazvočnem tretmaju povečajo elastičnost tkiva, zmanjšujejo možno nastajanje po-aknaste bolečine. Utegnejo tudi pospeševati vpijanje izdelkov za tretiranje aken in na tak način povečati njihovo učinkovitost.
- **Tretma celulita;** Idealno je za tretma celulita. Termalni učinki mobilizirajo maščobo znotraj obravnavanega območja in s tem pospešujejo metabolizem in poznejšo odstranitev.

SPECIFIČNE APLIKACIJE ZA ZDRAVJE

Terapevtski učinki ultrazvoka so delno povzročeni s povečanjem temperature. Ti vključujejo olajšanje bolečin tako kot tudi vlaknastih in hranilnih učinkov.

- Lokalna anestezija** Učinek lokalne anestezije se pojavi zaradi vročine in verjetno tudi zaradi neposredno delovanje ultrazvočnih valov na občutljive konice živcev.
- Fibrozo delovanje** Ultrazvočni valovi povzročijo, da tkivni delci nihajo, kar razbije kolagena vlakna vlaknastih tkiv.
- Hranilni učinek** Vazodilatacija, ki je rezultat visoke temperature omogoča odstranitev katabolit in omogoča da grede hranila in kisik v tkiva. Po tej poti, ultrazvok izboljša hranilnost tkiva, pospešuje popravilo poškodovanih tkiv in hitrejše razkrajjanja vnetnega procesa.

SPECIFIČNE APLIKACIJE ZA ŠPORT

- sproščanje nategnenih mišic

Sproščanje nategnenih mišic je povezano z učinkom vročine in mikromasaže na tkivo z ultrazvočnimi valovi. Idealno je za sproščanje preobremenjenih mišic in odprave mišičnega krča, kot posledice fizične vaje ali poškodbe.